

ENTHÄRTER UND KLARSPÜLER FÜR THERMISCHE STECKBECKEN RDGs

Anios LB 20

SAURER KLARSPÜLER FÜR THERMISCHE STECKBECKEN RDGs

- Saurer Enthärter und Klarspüler
- Kalkbindend
- Speziell entwickelt für die thermische Aufbereitung von Steckbecken



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit
- pH-Wert* (Konzentrat) 20°C: ca. 1,5
- pH-Wert* bei 0,05%: 3,6
- pH-Wert* bei 0,5%: 2,9
- Dichte (Konzentrat) bei 20°C: 1,054 g/ml
- Leitfähigkeit bei 0,05% und 0,5%: 107,6 - 474 µS/cm
- Viskosität (Konzentrat): 2,76 mPa·s

*pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen immer mit einem pH-Meter mit Temperaturkompensation.

VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATION

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Anios LB 20	4 x 5 Liter Kanister	3103850



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Vertrieb durch:
ECOLAB GmbH
Rivergate D1/4.OG
Handelskai 92
1200 Wien
Österreich

ANWENDUNGSBEREICH

Saurer Klarspüler für thermische Steckbecken RDGs.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Konzentrat nur für den professionellen Einsatz. Anwendungskonzentration je nach Steckbeckenspülprogramm und Wasserhärte (0,5 bis 5ml/Liter).

INHALTSSTOFFE

Basierend auf Zitronensäure und Milchsäure.

LAGERUNG

Gefährlich - Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt gemäß den geltenden europäischen Vorschriften für die Einstufung und Kennzeichnung chemischer Produkte). Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

SICHERE VERWENDUNG VON MEDIZINPRODUKTEN

Lesen Sie die Hinweise und Informationen auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.