

# ENTHÄRTER MIT REINIGUNGSFUNKTION FÜR THERMISCHE STECKBECKEN RDGs

## Anios LB 200

### ENTHÄRTER MIT REINIGUNGSFUNKTION UND LEICHT ALKALISCHEM PH-WERT ZUR ANWENDUNG IN THERMISCHEN STECKBECKEN RDGs

- Komplexbildende Eigenschaften in leicht alkalischem Milieu
- Kalkbindend
- Einsetzbar bei jeder Wasserqualität (Leitungswasser oder aufbereitetes Wasser)
- Frei von EDTA und NTA
- Phosphatfrei



### CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

- Klare und farblose bis gelbe Flüssigkeit
- pH-Wert\* (Konzentrat) 20°C: ca. 9,5
- pH-Wert\* bei 0,05%: 9,7
- pH-Wert\* bei 0,5%: 10,4
- Dichte (Konzentrat) 20°C: 1,071 g/ml
- Leitfähigkeit bei 0,05% und 0,5%: 54,7 - 468 µS/cm
- Viskosität (Konzentrat): 3,24 mPa•s

\*pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen mit Hilfe eines pH - Meters mit Temperaturkompensation.

### VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATION

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Anios LB 200	2 x 5 Liter Kanister	3103870



**CE** LABORATOIRES ANIOS  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Vertrieb durch:  
**ECOLAB GmbH**  
Rivergate D1/4.OG  
Handelskai 92  
1200 Wien  
Österreich

### ANWENDUNGSBEREICH

Kalkbindendes und reinigendes Produkt geeignet für alle Arten von Wasserqualität. Verhindert Kalkablagerungen im Gerät und auf dem Spülgut. Kompatibel mit Urinflaschen aus Kunststoff und Bettpfannen aus Glas, Edelstahl oder Kunststoff.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

Konzentrat nur für den professionellen Einsatz. Verdünnung je nach Steckbeckenspülprogramm und Wasserhärte (0,5 bis 5 ml/Liter).

### INHALTSSTOFFE

Sequestriermittel in einer wässrigen Lösung.

### LAGERUNG

Gefährlich - Bitte beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt nach den geltenden europäischen Vorschriften zur Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Produkten). Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

### GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

### SICHERE VERWENDUNG VON MEDIZINPRODUKTEN

Lesen Sie die Hinweise und Informationen auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

**ECOLAB**<sup>®</sup>

www.ecolab.at