

ENTHÄRTER UND KLARSPÜLER FÜR THERMISCHE STECKBECKEN RDGs

Anios LB 40

SAURER KLARSPÜLER FÜR THERMISCHE STECKBECKEN RDGs

- Leicht saurer Enthärter und Klarspüler
- Tensidhaltig zur Trocknungsunterstützung
- Kalkbindend
- Speziell entwickelt für die thermische Aufbereitung von Steckbecken



CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

- Farblose bis gelbe Flüssigkeit
- pH-Wert* (Konzentrat) 20°C: ca. 2,0
- pH-Wert* bei 0,05%: 4,1
- pH-Wert* bei 0,7%: 3,3
- Dichte (Konzentrat) 20°C: 1,018 g/ml
- Leitfähigkeit bei 0,05% und 0,7%: 37,9 - 235 µS/cm
- Viskosität (Konzentrat): 3,00 mPa·s

*pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen mit Hilfe eines pH - Meters mit Temperaturkompensation.

VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATION

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Anios LB 40	2 x 5 Liter Kanister	3103910



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Vertrieb durch:
ECOLAB GmbH
Rivergate D1/4.OG
Handelskai 92
1200 Wien
Österreich

ANWENDUNGSBEREICH

Saurer Klarspüler für thermische Steckbecken RDGs.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Konzentrat nur für den professionellen Einsatz. Anwendungskonzentration je nach Steckbeckenspülprogramm und Wasserhärte (0,5 bis 7 ml/Liter).

INHALTSSTOFFE

Nichtionische und anionische Tenside in einem sauren Medium.

LAGERUNG

Gefährlich - Bitte beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt nach den geltenden europäischen Vorschriften zur Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Produkten).
Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

SICHERE VERWENDUNG VON MEDIZINPRODUKTEN

Lesen Sie die Hinweise und Informationen auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

ECOLAB®

www.ecolab.at