

SICHTBAR BESSERER SCHUTZ DER PATIENTEN UND OP-TISCHE

Saugfähig. Hygienisch. Hautverträglich.

MOJAVE™ NG (Next Generation) Patientenauflagen

Besonders saugfähige Polymere in den Mojave NG Produkte halten die Haut des Patienten dreimal trockener.¹

Die undurchlässige Rückseite verhindert Durchnässen und stellt somit einen zusätzlichen Schutz gegen Kreuzkontamination dar. Restkontamination des Patienten kann dadurch nicht in die schwer zugänglichen Teile des OP-Tisches eindringen. Dank der Mojave NG Patientenauflage lässt sich der OP-Tisch zwischen Operationen einfacher und schneller aufbereiten. Die höchst saugfähigen Mojave NG Patientenauflage reduzieren die Flüssigkeitsmenge, die auf den Boden tropft, wodurch die Arbeitssicherheit für das OP-Team verbessert wird.



**VERRINGERUNG
DES INFEKTIONS-
RISIKOS**



**STEIGERUNG
DER EFFIZIENZ**



**SCHUTZ VON
OP-EINRICHTUNG**

Die Vorteile der Mojave™ NG Technologie.

WIRKSAME PRÄVENTION GEGEN LAGERUNGSSCHÄDEN

Die Prävention von Lagerungsschäden auf der Haut aufgrund von Einwirkung von Flüssigkeiten / Feuchtigkeit wird als eine der wichtigsten Qualitätssicherungsmaßnahmen im Gesundheitswesen angesehen. Mojave NG OP-Tisch Patientenauflagen ermöglichen die schnelle Absorption von überschüssigen Flüssigkeiten (Körperflüssigkeiten oder Spüllösungen), wodurch die Haut des Patienten schnell trocknet und weitere durch Feuchtigkeit verursachte Schäden beim Patienten verhindert wird.

EINZIGARTIGE, SCHÜTZENDE EIGENSCHAFTEN

- Die Auflagefläche der Abdeckung ist atmungsaktiv und bietet ein angenehmes Hautgefühl.
- Besonders saugfähige Polymere leiten Flüssigkeiten ab und schließen sie im OP-Tisch Abdecktuch ein.
- Die wasserdichte Rückseite verhindert das Durchnässen von OP-Tischpolstern und OP-Tischen.

Produkt-Nr.	Beschreibung	Packung Anzahl
NGATC4090N-EU	Ecolab Mojave NG Absorbierendes Abdecktuch für OP-Tische (101 cm x 228 cm)	42 / Packung
NGABTSLSCN-EU	Ecolab Mojave NG Absorbierendes Abdecktuch für OP-Tische (101 cm x 228 cm) mit Transfertuch und Abdecktücher für Armlagerungen und Kopfstütze	24 / Packung
NGABTSLSAN-EU	Ecolab Mojave NG Absorbierendes Abdecktuch für OP-Tische (101 cm x 228 cm) mit Transfertuch und Abdecktücher für Armlagerungen	24 / Packung
NGABTSLSN-EU	Ecolab Mojave NG Absorbierendes Abdecktuch für OP-Tische (101 cm x 228 cm) mit Transfertuch	30 / Packung
LFTSH34N	Transfertuch für Patienten (86 cm x 168 cm)	50 / Packung
LFTSH80N	Transfertuch für Patienten (102 cm x 203 cm)	50 / Packung
AE5692N-CS-EU	Abdecktuch für Kopfstützen	100 / Packung
LABWS-01N-CS-EU	Abdecktuch für Armlagerungen mit Gurt	150 / Packung
3055NS	Saugfähiges Bodentuch (81cm x 122cm)	25 / Packung



1. Ecolab Informationen in der Datei enthalten.

ECOLAB HEALTHCARE
EUROPE
Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland

ECOLAB GMBH
RIVERGATE D1/4. OG
HANDELSKAI 92
1200 WIEN



MICROTEK MEDICAL B.V.
(a division of Ecolab)
Hekkehorst 24
7207 BN Zutphen
Die Niederlande

