



Des

OBERFLÄCHENDESINFEKTIONSREINIGER

POWERED BY
ECOLAB



PRODUKTBECHREIBUNG:

Hochleistungsfähiger Desinfektionsreiniger mit breitem Wirkungsspektrum.

- Ausgezeichnete Reinigungswirkung
- Rasche und umfassende antimikrobielle Wirkung für mehr Sicherheit in verschiedenen Arbeitsumgebungen, wie Küchen und öffentlichen Räumen
- Höchstleistung in Sachen Reinigung und Hygiene



ANWENDUNGSHINWEISE:

1. Bei der Anwendung stets geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.
2. Sicherstellen, dass die Oberfläche sauber und staubfrei ist. Falls nicht, zuerst entsprechenden Reinigungsvorgang durchführen.
3. Gebrauchsfertige Lösung vorbereiten. 10 - 40 ml des Produktes mit 1 l Wasser verdünnen, bzw. 20 - 30 ml bei Sprühflaschen, je nach Verschmutzungsgrad und entsprechend den Normen.
4. Lösung mit der Sprühflasche oder aus dem Kübel auftragen.
5. Auf der Oberfläche verteilen.
6. Für die angegebene Zeit einwirken lassen.
7. Flächen mit direktem Lebensmittelkontakt mit klarem Wasser und einem sauberen Tuch nachbehandeln und trocknen lassen.



WIRKSAMKEIT:

Bakterizid gem. DIN EN 1276 saubere Bedingungen zu 1 % für 1 Minute
Bakterizid gem. DIN EN 1276 schmutzige Bedingungen zu 0,75 % für 5 Minuten
Bakterizid und levurozid gem. DIN EN 13697 saubere Bedingungen zu 4 % für 1 Minute
Bakterizid und levurozid gem. DIN EN 13697 schmutzige Bedingungen zu 1 % für 15 Minuten
Bakterizid und levurozid gem. DIN EN 16615 schmutzige Bedingungen zu 1,5 % für 1 Minute
Levurozid gem. DIN EN 1650 saubere Bedingungen zu 1 % für 1 Minute
Levurozid gem. DIN EN 1650 schmutzige Bedingungen zu 1 % für 5 Minuten
Viruzid gem. DIN EN 14476 gegen behüllte Viren, saubere Bedingungen zu 1 % für 1 Minute
Viruzid gem. DIN EN 14476 gegen behüllte Viren, schmutzige Bedingungen zu 0,5 % für 5 Minuten



ANWENDUNG:

Bei korrekter Anwendung sind unsere zertifizierten Desinfektionsprodukte zu 99,99 % wirksam gegen Bakterien und behüllte Viren, die in Gastronomiebetrieben und öffentlichen Anlagen vorkommen.

Für wasserfeste Oberflächen.



LAGERUNG UND SICHERHEIT:

- Nicht mit anderen Produkten mischen! Auf die sichere Verwendung des Produkts achten. Vor dem Gebrauch Produktetikett und Produkthinweise durchlesen. Sicherheitsdatenblatt für professionelle Benutzer auf Anfrage erhältlich.
- Verpackung nur vollständig restentleert und verschlossen entsorgen. Produktrückstände: Siehe Sicherheitsdatenblatt.
- Aktive Wirkstoffe: 100 g enthalten: 8 g Alkyl-(C12-C16)-Dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)), 0,98 g Didecylidimethylammoniumchlorid (DDAC).
- Nur im geschlossenen Originalbehälter zwischen 5 °C und 40 °C lagern.

ARTIKELNR. VERPACKUNGSEINHEIT

9104580 2 x 5 l



WEITERE MATERIALIEN



- MSDS
- POSTER
- PRODUKT-ÜBERSICHTEN



Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Austria
Ecolab GmbH
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
Tel.: +43 (0) 1715 25 50
Bestellhotline: 0810 312586
orderdesk@ecolab.com