



Des Spray

OBERFLÄCHENDESINFEKTIONSREINIGER

POWERED BY
ECOLAB



PRODUKTBECHREIBUNG:

Hochleistungsfähiger, gebrauchsfertiger Desinfektionsreiniger mit breitem Wirkungsspektrum.

- Ausgezeichnete Reinigungswirkung
- Rasche und umfassende antimikrobielle Wirkung für mehr Sicherheit in verschiedenen Arbeitsumgebungen wie Küchen und öffentlichen Räumen
- Höchstleistung in Sachen Reinigung und Hygiene



ANWENDUNGSHINWEISE:

1. Bei der Anwendung stets geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.
2. Zur Anwendung bei sauberen Bedingungen. Wenn sichtbarer Staub oder Schmutz vorhanden ist, diesen zuerst entfernen. Entsprechenden Reinigungsvorgang durchführen.
3. Gebrauchsfertige Lösung auftragen.
4. Auf der Oberfläche verteilen.
5. Für die angegebene Zeit einwirken lassen.
6. Flächen mit direktem Lebensmittelkontakt mit klarem Wasser und einem sauberen Tuch nachbehandeln und trocknen lassen.



WIRKSAMKEIT:

- Bakterizid gem. DIN EN 1276 schmutzige Bedingungen für 1 Minute
- Bakterizid gem. DIN EN 13697 schmutzige Bedingungen für 5 Minuten
- Bakterizid und levurozid gem. DIN EN 16615 schmutzige Bedingungen für 1 Minute
- Levurozid gem. DIN EN 1650 schmutzige Bedingungen für 1 Minute
- Levurozid gem. DIN EN 13697 saubere Bedingungen für 1 Minute
- Viruzid gem. DIN EN 14476 gegen behüllte Viren, saubere Bedingungen für 1 Minute
- Viruzid gem. DIN EN 14476 gegen behüllte Viren, schmutzige Bedingungen für 5 Minuten



ANWENDUNG:

Bei korrekter Anwendung, sind unsere zertifizierten Desinfektionsprodukte zu 99,99 % wirksam gegen Bakterien und behüllte Viren, die in Gastronomiebetrieben und öffentlichen Anlagen vorkommen.

Für wasserfeste Oberflächen.



LAGERUNG UND SICHERHEIT:

- Nicht mit anderen Produkten mischen! Auf die sichere Verwendung des Produkts achten. Vor dem Gebrauch Produktetikett und Produkthinweise durchlesen. Sicherheitsdatenblatt für professionelle Anwender auf Anfrage erhältlich.
- Verpackung nur vollständig restentleert und verschlossen entsorgen. Produktrückstände: Siehe Sicherheitsdatenblatt.
- Aktive Wirkstoffe: 100 g enthalten: 0,24 g Alkyl-(C12-C16)-Dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)), 0,03 g Didecylidimethylammoniumchlorid (DDAC).
- Nur im geschlossenen Originalbehälter zwischen 0 °C und 40 °C lagern.

ARTIKELNR. VERPACKUNGSEINHEIT

9104560 6 x 750 ml



WEITERE MATERIALIEN



- MSDS
- POSTER
- PRODUKT-ÜBERSICHTEN



Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Austria
Ecolab GmbH
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
Tel.: +43 (0) 1 715 25 50
Bestellhotline: 0810 312586
orderdesk@ecolab.com